



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
28/09/2020

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### REF: BSR080



**Puntali MACRO per micropipette tipo EPPENDORF® Da 1.000 a 5.000 µl.**  
Realizzati in polipropilene medicale (PP) di colore neutro ad elevata purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti.  
Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili. Latex-free. Non sterili in confezioni da 250 pz.

*Macro Tips for micropipette EPPENDORF® type. 1,000 - 5,000 µl.*  
*Made of medical polypropylene (PP), neutral colour, of high purity, cadmium and heavy metal free.*

*Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process.*  
*Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable, Latex-Free. Not sterile, in bags of 250 pcs.*

CND W05030202 PUNTALI PER PIPETTE

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	5001/ON	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	1.000 – 5.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Modello	EPPENDORF®	Type
Compatibilità	OXFORD® - BIOHIT® - HTL® SOCOREX® ACURA	Compatibility
Lunghezza totale	126 mm	Total length
Peso (gr.)	2,2	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	2.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	250	Internal packing (pcs):



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
28/09/2020

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

---

### **DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE**

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto al prelievo di liquidi e fluidi biologici. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503020202 (Puntali per pipette senza filtro)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1898412

Classificazione EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable for the collection of biological fluids and liquids.  
For professional use only.*

*EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software*

### **AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS**

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*