



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
26/05/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR080



Puntali MACRO per micropipette tipo EPPENDORF® Da 1.000 a 5.000 µl.
Realizzati in polipropilene medicale (PP) di colore neutro ad elevata purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti.

Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili. Latex-free. Non sterili in confezioni da 250 pz.

Per usi generici di Laboratorio

Macro Tips for micropipette EPPENDORF® type. 1,000 - 5,000 µl.

Made of medical polypropylene (PP), neutral colour, of high purity, cadmium and heavy metal free.

Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process.

Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable, Latex-Free. Not sterile, in bags of 250 pcs.

For general uses.

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	5001/ON	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	1.000 – 5.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Modello	EPPENDORF®	Type
Compatibilità	OXFORD® - BIOHIT® - HTL® SOCOREX® ACURA	Compatibility
Lunghezza totale	126 mm	Total length
Peso (gr.)	2,2	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	2.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	250	Internal packing (pcs):



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
26/05/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il prodotto alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue