



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
23/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSTA33 **CE**

BSTA34 (ETICHETTATE/LABELLED)

**PROVETTA CILINDRICA SEPARMED® IN PMMA CON GRANULI E
ACCELERATORE DI COAGULAZIONE, TAPPO IN PE BIANCO - IN RACK**

**SEPARMED® TEST TUBE IN PMMA WITH SEPARATORS GRANULAR AND
COAGULATION ACCELERATOR, WHITE STOPPER IN PE - RACKED**

Codice CND W050301020101 PROVETTE CON ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL		Manufacturer
Codice Biosigma	BSTA33	BSTA34	Biosigma Item code
Codice fabbricante	2268101	22682	Manufacturer Item code
Altezza provetta	75 mm	75 mm	Tube body height
Altezza con tappo	85 mm	85 mm	Height with cap
Diametro esterno provetta	13 mm	13 mm	Tube outer diameter
Capacità	4 ml	4 ml	Capacity
Graduazione a	3 ml	3 ml	Graduated at
Etichetta	NO	SI/YES	Label
Velocità in centrifuga	3000 (rpm)	3000 (rpm)	Centrifugal speed
Confezionamento	20 X 50 pz/pcs		Package

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:

STOCCAGGIO / STORAGE:

Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile.

Do not expose or leave near open flames; do not leave the product around, as it is not biodegradable.