



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy
| Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228
E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

11/12/2025

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

Anse monouso, sterili, in polipropilene. Un'estremità è provvista di anello e l'altra di ago per inoculo. La comoda apertura del peel-pack permette un rapido e facile accesso al prodotto specialmente quando si indossano i guanti. Sul peel-pack sono indicati il numero di lotto e la data di scadenza. In peel-pack da 50 unità.



STERILE INOCULATION LOOPS

Disposable loops, sterile, in polypropylene. One side is provided of loop head and the other side of inoculating needle. The easy peel-pack open pouch enables fast and easy access to the product especially when wearing gloves. Peel-pack shows lot no and sterility expiry date. Peel-pack of 50 units.

REF	Descrizione / Descriptions	CONF.
BSV12050	Ansa 10 µl in PP sterile - in peel pack da 50 pezzi <i>Inoculation loops 10 µl in PP sterile - in peel pack 50 pcs.</i>	10.000 pcs.
BSV12150	Ansa 1 µl in PP sterile - in peel pack da 50 pezzi <i>loops 1 µl in PP sterile - in peel pack of 50 pcs.</i>	10.000 pcs.

CARATTERISTICHE TECNICHE	ANSA 1µL / LOOP 1µL	ANSA 10µL / LOOP 10µL	TECHNICAL FEATURES
Lunghezza totale	195 mm	195 mm	Overall length
Volume	1 µl	10 µl	Volume loop
Materiale	PP	PP	Raw material
Colore	Bianco / White	Azzurro / light blue	Color
Sterile	Si/Yes	Si/Yes	Sterile
Metodo di sterilizzazione	ETO	ETO	Sterilization method
Prodotto IVD, marcato CE	No	No	IVD item, CE marked

Destinazione d'uso

Prodotti monouso destinati all'uso in laboratorio microbiologico per semine su terreni di coltura. Esclusivamente per uso in vitro. Per uso generico di laboratorio. Per uso professionale.

Intended use

Disposable products intended for use in microbiological laboratories for seeding on culture media. For in vitro use only. For general laboratory use. For professional use