



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 748030 | E-mail info@biosigmaeu.com |
<http://www.biosigma.it> | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Rev. 01/08/2023

SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

REF BV057R

VACUMED® 13x75 mm SENZA PRESERVANTE x 4 ml DI URINA
VACUMED® 13x75 mm WITHOUT PRESERVATIVE x 4 ml OF URINE



VACUMED® 13x75 mm SENZA PRESERVANTE x 4 ml DI URINA, TAPPO GIALLO, STERILE
VACUMED® 13x75 mm WITHOUT PRESERVATIVE x 4 ml OF URINE, YELLOW CAP, STERILE

Produttore/Manufacturer

F.L. MEDICAL s.r.l.

CODICE DEL FABBRICANTE	42952	Manufacturer ITEM CODE
CAPACITÀ TOTALE	5 ml	TOTAL CAPACITY
ASPIRAZIONE	4 ml	ASPIRATION
MATERIALE PROVETTA	PET	TUBE MATERIAL
MATERIALE TAPPO	Bromobutile/ Bromobutyl	CAP MATERIAL
MATERIALE COPRI-TAPPO	Polipropilene/ Polypropylene	SHIELD-CAP MATERIAL
ASPETTO PROVETTA	Cilindrico / Cylindrical	TUBE SHAPE
COLORE PROVETTA	Trasparente/ Transparent	TUBE COLOUR
MISURE ESTERNE:		OUTSIDE SIZES:
DIAMETRO	13 mm	DIAMETER
ALTEZZA SENZA TAPPO	75 mm	HEIGHT WITHOUT CAP
ALTEZZA CON TAPPO	80 mm	HEIGHT WITH CAP
COLORE TAPPO	Grigio / Grey	CAP COLOUR
COLORE COPRI-TAPPO	Giallo/Yellow	SHIELD-CAP COLOUR
DIMENSIONE ETICHETTA	36 x 23 mm	LABEL SIZE
ALTRE CARATTERISTICHE:		OTHER CHARACTERISTICS:
	Indicazione di livello urina/ urinelevel mark	
	Lotto produzione/ Lot number	
	Data scadenza/ Expiry date	
STERILIZZAZIONE	Raggi beta/Beta ray. 15 kGy	STERILIZATION
QUANTITA' CONFEZIONE	Rack da 100 pz. / 100 pcs per rack	BOX QUANTITY
VITA UTILE PRODOTTO	18 mesi/months	SHELF LIFE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:

Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked

STOCCAGGIO / STORAGE: Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole

Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.

AVVERTENZE/WARNINGS

Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable; the reuse of the device will lose all Performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force