




**SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET**

**REF BV058R**

**VACUMED® 13x100 mm SENZA PRESERVANTE x 6 ml DI URINA**  
**VACUMED® 13x100 mm WITHOUT PRESERVATIVE x 6 ml OF URINE**



VACUMED® 13x100 mm SENZA PRESERVANTE x 6 ml DI URINA, TAPPO GIALLO, STERILE  
VACUMED® 13x100 mm WITHOUT PRESERVATIVE x 6 ml OF URINE, YELLOW CAP, STERILE

**Produttore/Manufacturer**

**F.L. MEDICAL s.r.l.**

<b>CODICE DEL FABBRICANTE</b>	43956	<b>Manufacturer ITEM CODE</b>
<b>CAPACITÀ TOTALE</b>	7 ml	<b>TOTAL CAPACITY</b>
<b>ASPIRAZIONE</b>	6 ml	<b>ASPIRATION</b>
<b>MATERIALE PROVETTA</b>	PET	<b>TUBE MATERIAL</b>
<b>MATERIALE TAPPO</b>	Bromobutile/ Bromobutyl	<b>CAP MATERIAL</b>
<b>MATERIALE COPRI-TAPPO</b>	Polipropilene/ Polypropylene	<b>SHIELD-CAP MATERIAL</b>
<b>ASPETTO PROVETTA</b>	Cilindrico / Cylindrical	<b>TUBE SHAPE</b>
<b>COLORE PROVETTA</b>	Trasparente/ Transparent	<b>TUBE COLOUR</b>
<b>MISURE ESTERNE:</b>		<b>OUTSIDE SIZES:</b>
DIAMETRO	13 mm	DIAMETER
ALTEZZA SENZA TAPPO	100 mm	HEIGHT WITHOUT CAP
ALTEZZA CON TAPPO	105 mm	HEIGHT WITH CAP
<b>COLORE TAPPO</b>	Grigio / Grey	<b>CAP COLOUR</b>
<b>COLORE COPRI-TAPPO</b>	Giallo/ Yellow	<b>SHIELD-CAP COLOUR</b>
<b>DIMENSIONE ETICHETTA</b>	36 x 23 mm	<b>LABEL SIZE</b>
<b>ALTRE CARATTERISTICHE:</b>		<b>OTHER CHARACTERISTICS:</b>
	Indicazione di livello sangue/ Blood level mark	
	Lotto produzione/ Lot number	
	Data scadenza/ Expiry date	
<b>STERILIZZAZIONE</b>	Raggi beta/Beta ray: 15 kGy	<b>STERILIZATION</b>
<b>QUANTITA' CONFEZIONE</b>	1200 pz / 1200 pcs	<b>BOX QUANTITY</b>
<b>QUANTITA' INTERNA</b>	Rack da 100 pz. / 100 pcs per rack	<b>INNER QUANTITY</b>
<b>VOLUME SCATOLA</b>	mc / cbm: 0,038	<b>BOX VOLUME</b>
<b>MISURE SCATOLA</b>	36 x 34 x 31 cm	<b>BOX SIZES</b>
<b>PESO SCATOLA</b>		<b>BOX WEIGHT</b>
peso lordo	10 Kg	gross weight
<b>VITA UTILE PRODOTTO</b>	18 mesi/months	<b>SHELF LIFE</b>

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:**

Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked

**STOCCAGGIO / STORAGE:** Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole

*Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.*

**AVVERTENZE/WARNINGS**

Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da



## Biosigma S.p.A. a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |  
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 748030 | E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) |  
<http://www.biosigma.it> | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Rev. 22/02/2024

### **SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET**

---

ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

*Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable; the reuse of the device will lose all Performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force*