



SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Piastre multipozzetto per coltura CLEARLine® - Fondo piatto - Sterili.
Multiwell Culture Plates CLEARLine® - Flat Bottom - Sterile.



Descrizione:

Piastre per colture multipozzetto, trattate per colture cellulari, fondo piatto. Sterilizzazione a raggi Gamma (25 kGy).

Scopo: Le piastre sono progettate per favorire la corretta crescita cellulare e risultati riproducibili. Il test delle linee cellulari su ogni lotto di prodotto contribuisce a mantenere la coerenza dei risultati. Per usi generici di laboratorio.

Vantaggi:

- Le piastre per colture cellulari hanno bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.
- Il design del coperchio a basso profilo e a bassa evaporazione garantisce una crescita uniforme.

Materiali:

Piastre: PS, Colore: Trasparente.

Coperchio: PS, Colore: Trasparente.

Caratteristiche:

- Temperatura: -20°C~+80°C.
- Libere da DNasi ed RNasi.
- Non Pirogeniche, Non Citotossiche.
- Sterilizzate mediante irradiazione gamma SAL10⁻⁶.
- Autoclavabilità: No.
- Volume di lavoro consigliato: 25-30%.
- Ogni confezione riporta l'etichetta con il lotto.
- Prodotto in camera bianca di Classe 10.000.
- Prodotto secondo il sistema di gestione della qualità ISO13485 e ISO9001.
- Il design del coperchio garantisce lo scambio dei gas, riduce il rischio di contaminazione crociata e di evaporazione.
- Pozzetti con marcatura alfanumerica per una facile identificazione.

Description:

Multiwells Culture Plates, TC treated, Flat bottom. Sterilization (Gamma 25 kGy).

Purpose: The products designed to help promote healthy cells and reproducible results. Lot- to-lot cell line testing helps to ensure consistency. For general laboratory uses.

Advantages:

- Cell culture plates have round edges for better handling.
- Low profile, low-evaporation lid design assures uniform growth.

Materials:

Plates: PS, Color: Clear.

Cover: PS, Color: Clear.

Features:

- Temperature: -20°C~+80°C.
- DNase and RNase Free
- No Pyrogen, No Cytotoxicity.
- Sterilized by gamma irradiation SAL10⁻⁶.
- Autoclavability: No.
- Recommend Working volume: 25-30%.
- Every package case has labeled lot No.
- Manufactured in a Class 10, 000 cleanroom environment.
- Manufactured under ISO13485 and ISO9001 quality management system.
- The lid well design ensure the gas exchange, reduce the risks of cross-contamination and evaporation.
- Alphanumeric marked wells, easy for identification.




SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET


INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

Codice Code	Pozzetti Wells	Area crescita (cm ²) Growth Area	Volume lavoro (ml) Recommend working volume (ml)	L (mm) Length	W (mm) Width	H (mm) Height	Pcs Pack	Imballaggio Packaging	Pcs Carton
CL300	6	9.6	2.2-4.48	126.5±0.3	85±0.3	21.5±0.2	1	Busta sigillata Seal bag	50
CL301	12	3.87	1.2-1.88	126.5±0.3	85±0.3	21.5±0.2	1	Busta sigillata Seal bag	50
CL302	24	3.87	1.2-1.88	126.5±0.3	85±0.3	21.5±0.2	1	Busta sigillata Seal bag	50
CL303	96	0.32	0.1-0.2	126.5±0.3	85±0.3	16.3±0.2	1	Busta sigillata Seal bag	50
CL304	48	0.87	0.19-0.48	126.5±0.3	85±0.3	21.5±0.2	1	Busta sigillata Seal bag	50


CL300




CL301




CL302



CL303



CL304



STOCCAGGIO / STORAGE:

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. / Store in dry place, away from sources of heat and direct sunlight.

AVVERTENZE / WARNINGS:

Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il prodotto è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Dopo l'uso smaltire il prodotto secondo la normativa vigente. / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable; the reuse of the device will lose all Performances and features. After use, dispose the product in accordance with current legislation in force.