



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

PIASTRE PER COLTURA CELLULARE CLEARLine®
CLEARLine® CELL CULTURE DISHES



Descrizione: Piastre trattate per colture cellulari, sterili.
Per usi generici di laboratorio.

Materiali: PS (Polistirene).

Colore: trasparente.

Caratteristiche:

- Spessore uniforme, nessuna distorsione per un'osservazione eccellente.
- L'innovativo design di facile presa evita efficacemente il rischio che la piastra inferiore non si mantenga o cada durante la presa.
- Il design dell'apertura ad anello è facile da afferrare, in modo che l'aria nella piastra sia più fluida e possa essere scambiata in modo ottimale.
- Libere da DNA umano, DNasi ed RNasi.
- Esenti da Endotossine, non Citotossiche.
- Sterili mediante irradiazione.

Description: Cell Culture Dishes, TC Treated, Sterilized
For general laboratory uses.

Materials: PS (Polystyrene).





Color: Clear.

Features:

- Uniform thickness, no distortion for excellent observation.
- Innovative easy-grip design effectively avoids the risk of the bottom plate not holding or falling when gripping.
- The ring opening design is easy to grip, so that the air in the plate is more fluid and can be exchanged optimally.
- human DNA, DNase and RNase free.
- Endotoxin free, no Cytotoxic.
- Sterile by irradiation.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION:

Codice Code	Descrizione Description	Sterile Sterile	Pcs Pack	Pcs Carton
CL900	Piastre trattate per colture cellulari Ø 60mm h15mm Ø 60 mm h 15mm Cell Culture Dish, TC Treated	Si / Yes	10	500
CL901	Piastre trattate per colture cellulari Ø 100mm h 20mm Ø 100 mm h 20mm Cell Culture Dish, TC Treated	Si / Yes	10	300
CL902	Piastre trattate per colture cellulari Ø 150mm h 20mm Ø 150 mm h 20mm Cell Culture Dish, TC Treated	Si / Yes	5	100
CL903	Piastre trattate per colture cellulari Ø 35mm h 12mm Ø 35mm h 12mm Cell Culture Dish, TC Treated	Si / Yes	10	500

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET****CL900****CL902****CL901****CL903****STOCCAGGIO / STORAGE:**

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Store in dry place, away from sources of heat and direct sunlight.

AVVERTENZE / WARNINGS:

Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il prodotto è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Dopo l'uso smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable; the reuse of the device will lose all Performances and features. After use, dispose the product in accordance with current legislation in force.