



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
28/11/2017

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

**TAMPONCINI IN COTONE SU LEGNO LATEX FREE
COTTON SWABS ON WOOD LATEX FREE**



Codice CND: V901301

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 93/42/CEE Allegato V
CE Marked product - manufactured in compliance with 93/42/EEC Directive Annex V

Fabbricante		GARDENING S.R.L.		Manufacturer	
Item code Codice	Tipo / Type	Packaging Confezionamento	Manufacturer Code Codice del Fabbricante	R.D.M.	
BSM0305	Tamponi in cotone su legno, latex free <i>Cotton swabs on wood, latex free</i>	2000 pcs	BUD NST 150	63369/R	
BSM030		10.000pcs			
Stato microbiologico		NON STERILE / NOT STERILE		Microbiological status	
Materiale		Cotone idrofilo - Legno di betulla <i>Cotton wool - Birch wood</i>		Raw material	
Lunghezza minima (mm)		150 ± 5		Minimum length (mm)	
Larghezza minima cotone (mm)		5 ± 0.5		Minimum width cotton (mm)	
Spessore bastoncino (mm)		2 ± 0.5		Thick stick (mm)	
Validità		5 anni / 5 years		Validity	

INDICAZIONI D'USO

Tamponcini da esame in cotone su supporto in legno di betulla. Uso ambulatoriale. Monouso.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

PRECAUZIONI E SICUREZZA

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L'USO

Il prodotto è assimilabile al rifiuto ospedaliero o rifiuto speciale per cui va distrutto secondo le norme vigenti.

DIRECTIONS FOR USE

Examination cotton swabs of support in birch. Ambulatory use. Disposable.

STORAGE

Store in a cool dry place at room temperature and away from heat sources. Do not expose to direct sunlight, UV light and fluorescent lamps. If the packaging is damaged or wet discard the product. Do not use beyond the expiration date printed on the packaging.

PRECAUTIONS AND SAFETY

Caution: the product is combustible. Fire may produce toxic fumes: carbon monoxide, carbon monoxide, organic acids. Extinguishing media: water, dust, CO2.

DISCHARGE AFTER USE

The product is similar to hospital waste or hazardous waste that must be destroyed according to applicable regulations.