Biosigma S.p.A. a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 748030 | E-mail *info@biosigmaeu.com* |
http://www.biosigma.it | http://www.biosigma.com |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / *TECHNICAL DATA SHEET*



Provette False Bottom – 2,5 ml
False Bottom Tubes – 2.5 ml

Descrizione:
Provette False Bottom in polipropilene per la gestione di campioni di piccolo volume.
La struttura con fondo conico interno concentra piccoli volumi di campione in un'area di raccolta ridotta, favorendo una gestione e un recupero efficienti.
Disponibili in versione trasparente e ambrata.

Vantaggi:
- Gestione efficiente dei campioni di piccolo volume
- Versione trasparente per applicazioni di laboratorio di routine e versione ambrata per campioni fotosensibili
- Ampia superficie etichettabile per l'applicazione di etichette e codici a barre
- Compatibilità dichiarata con analizzatori di laboratorio e sistemi di automazione pre- e post-analitica.

Caratteristiche:
- Materiale: polipropilene
- Volume nominale: 2,5 ml
- Volume morto minimo: 100 µl
- Formato provetta: 13 x 75 mm
- Corpo graduato con fondo esterno arrotondato
- Versioni disponibili:
  - Trasparente
  - Ambrata
- Tappo a vite compatibile, disponibile separatamente o preassemblato
- Cap disk colorati disponibili per l'identificazione dei campioni

Description:
Polypropylene False Bottom test tubes for handling small-volume samples.
The internal conical bottom design concentrates small sample volumes into a reduced collection area, facilitating efficient handling and recovery.
Available in clear and amber versions.

Advantages:
- *Efficient handling of small-volume samples*
- *Clear version for routine laboratory applications and amber version for light-sensitive samples*
- *Large labeling area for the application of labels and barcodes*
- *Confirmed compatibility with laboratory analyzers and pre- and post-analytical automation systems.*

Characteristics:
- *Material: polypropylene*
- *Nominal volume: 2.5 ml*
- *Minimum dead volume: 100 µl*
- *Tube format: 13 x 75 mm*
- *Graduated body with a rounded external base*
- *Available versions:*
  - *Transparent*
  - *Amber*
- *Compatible screw cap, available separately or pre-assembled*
- *Colored cap disks available for sample identification*

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / *TECHNICAL DATA SHEET*

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / *ORDERING INFORMATION*

Provette False Bottom/ *False Bottom Tubes*

Codice/ *Code*	Colore/ *Color*	Tappo/ *Cap*	Conf. Interno/ *Units/Box*	Unità di vendita/ *Sales units*
BSN250	Trasparente/ *Neutral*	Preassemblato/ *Assembled*	500	1000
BSN250AM	Ambrato/ *Amber*	Preassemblato/ *Assembled*	500	1000
BSN2500	Trasparente/ *Neutral*	Senza tappo/ *Without cap*	1000	2000
BSN2500AM	Ambrato/ *Amber*	Senza tappo/ *Without cap*	1000	2000

Tappi a vite compatibili/ *Compatible screw caps*

Codice/ *Code*	Colore/ *Color*	Conf. Interno/ *Units/Box*	Unità di vendita/ *Sales units*
BSN13	Trasparente/ *Neutral*	1000	5000
BSN13AM	Ambrato/ *Amber*	1000	5000

Cap Disk colorati/ *Colored Cap Disks*

Codice/ *Code*	Colore/ *Color*	Unità di vendita/ *Sales units*
BSN001AR	Arancione/ *Orange*	1000
BSN001AZ	Azzurro/ *Light Blue*	1000
BSN001BI	Bianco/ *White*	1000
BSN001G	Giallo/ *Yellow*	1000
BSN001RA	Rosa/ *Pink*	1000
BSN001RO	Rosso/ *Red*	1000
BSN001V	Verde/ *Green*	1000
BSN001VI	Viola/ *Purple*	1000